

# BROCHES ANTI-EXPULSION DE LEFEVRE

## Traitement des fractures :

- de l'olécrane
- des malléoles
- du trochanter
- de la tête du péroné
- de la base du 5ème métatarsien

**ORTHORIGINAL**



44C Rue de Bray  
35510 Cesson Sévigné  
France


Téléphone: 02 23 35 53 40  
Télécopie : 02 23 35 16 35

Email :  
contact@orthoriginal.com


€ 0499



Askorn Medical, 44C rue de Bray –  
35510 Cesson Sévigné, France



Réf 00020001 (D15/10) (S)  
Réf 00020002 (D20/10) (M)  
Réf 00020003 (D25/10) (L)



Les **BROCHES ANTI-EXPULSION DE LEFEVRE** sont préconisées dans le cadre de l'ostéosynthèse par haubanage.

La technique du hauban permet d'assurer la **stabilité de la réduction** - par les broches - et le **maintien en compression** - par le fil - de la fracture.

Les broches anti-expulsion présentent les avantages suivants :

- en per-opératoire, elle facilite la mise en place du hauban. Le **pré-cintrage** des broches limite le risque de fracture des os porotiques lors de la pose. La technique est ainsi **plus sûre et plus rapide**.
- en post-opératoire, elle apporte une réelle **sécurité** (grâce à l'**œillet** de sécurité) et un **confort pour le patient** durant sa rééducation par **suppression définitive du risque de migration** secondaire de ses broches et des effets induits.



ORTHORIGINAL

[www.orthoriginal.com](http://www.orthoriginal.com) [www.orthoriginal.com](http://www.orthoriginal.com) [www.orthoriginal.com](http://www.orthoriginal.com)