




ORTHO ORIGINAL

Systeme de cerclage

EVOCABLE™



Fractures péri-prothétiques



Cerclages prophylactiques



Rattachements du grand trochanter

Construction
multi-
filaments

Résistance à
la traction
élevée

Propriétés
en fatigue
supérieures




www.orthoriginal.com

Systeme de cerclage


EVOCABLE™



Câble standard



Câble à bille



Manchon



Disponible en
deux configurations :

Ensemble de Cerclage
standard (stérile)

Ref : 0073-00-01

- Câble standard x1
- Manchon x1

Câble
standard

- Câble Ø2,0mm, longueur 600mm
- En acier inoxydable implantable

Câble à bille

- Câble Ø2,0mm, longueur 600mm, bille Ø3,0mm
- En acier inoxydable implantable

Manchon à
sertir

- De forme trapézoïdale
- En acier inoxydable implantable

Ensemble de Cerclage
à bille (stérile)

Ref : 0073-00-02

- Câble à bille x1
- Manchon x1

Pour toute demande d'information :



CE
0459

Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40 contact@orthoriginal.com
Fax : +33 (0)2.23.35.16.35 www.orthoriginal.com



Askorn Medical, 44C Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné, France



Ancillaire complet

EVOCABLE™