



ORTH ORIGINAL

Système d'Ostéotome Flexible

Gamme de lames d'ostéotome amovibles avec poignée



Chirurgies de révision de la hanche



Chirurgies de révision du genou



Descellement d'implants cimentés et non cimentés

Lames modulaires

Encliquetage rapide

Tranchantes et flexibles



Systeme d'Ostéotome flexible


Poignée universelle
(M 507080)




Masselotte (0096-01-00)



Lame 8mm (M 507072)




Lame 10 mm (M 507073)



Lame 12 mm (M 507074)



Lame 20mm (M 507075)



Lames flexibles

- Lames flexibles, extrémité biseautée.
- Largeurs de lame : 8mm, 10mm, 12mm, 20mm.
- Longueur de lame : 50mm.

Poignée universelle

- Une poignée pour toutes les lames
- Encliquetage rapide des lames
- Longueur : 15cm
- Possibilité de visser une masselotte coulissante pour faciliter l'extraction

Pour toute demande d'information :



Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40 contact@orthoriginal.bzh
Fax : +33 (0)2.23.35.16.35 www.orthoriginal.bzh

Orthoriginal, 44C Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné, France