



ORTHO ORIGINAL

**Adieu la stérilisation !**  
**Kenavo\* le nettoyage !**



**Bras d'alésage flexible à  
usage unique *SUR*e**

**Alésage des os longs**

\* *Avvédaci, Bye bye, Agur, Au revoir, A l'arvoïure, Al reveire, Adje*

# ALESOIRS

Arbre flexible à  
usage unique

+

Têtes d'alésage

Arbre en matériau composite  
Longueur 50cm  
Canulé Ø3,50mm  
Flexible – Fiable  
Radiotransparent

Têtes d'alésage  
interchangeables  
Ø6,0 à Ø17,5mm  
Incrément 0,5mm  
2 modèles :  
Réutilisables  
ou  
Usage unique

Embout AO  
Adaptateurs  
possibles

Broche guide Ø3,0 mm  
Olive distale Ø4,0mm







Arbres flexibles vendus stériles - emballés individuellement - boîte de 5 unités

Boîte de stérilisation pour les têtes d'alésage réutilisables disponible

Dispositif médical de classe 2A - marqué CE 1250

Nous contacter :

 [www.orthoriginal.com](http://www.orthoriginal.com)  
 [contact@orthoriginal.com](mailto:contact@orthoriginal.com)  
 Tel : +33 (0)2 23 35 53 40  
 Fax : +33 (0)2 23 35 16 35

Désignation	Référence
Bras d'alésage stérile à usage unique – 50 cm	111-050-080-12
Tête d'alésage ØXY,Z mm	101XYZ

