


Kit d'extraction de vis cassées EMER Set



Une solution simple et compacte pour l'extraction des vis cassées ou endommagées, de Ø1,5mm à Ø7,0mm



Extracteurs coniques tourne-à-gauche (mm)
Ø1,5 à 2,0 - Ø2,7 à Ø4,0 - Ø4,5 à Ø7,0



Poignée en T avec encliquetage AO



Extracteurs de fragment de vis (mm)

- Ø1,5
- Ø2,0
- Ø2,7
- Ø3,5 - 4,0
- Ø4,5
- Ø5,0 - Ø7,0



Tréphines avec tige centreuse (mm)

- Ø1,5
- Ø2,0
- Ø2,7
- Ø3,5 - Ø4,0
- Ø4,5
- Ø5,0 - Ø7,0



Crochet - Longueur 155mm



Tréphines de rechange (mm)

- Ø1,5
- Ø2,0
- Ø2,7
- Ø3,5 - Ø4,0
- Ø4,5
- Ø5,0 - 7,0



Ciseaux gouge
Largeur 4, 6, 10mm



Davier - Longueur 205mm