



R T H • R I G I N A L

Extracteur de clou centromédullaire

Une innovation majeure pour l'extraction de tout type de clous canulés

1. ADAPTATION

Filetage conique extensible ajustable au diamètre du trou proximal du clou canulé de $\varnothing 6\text{mm}$ à $\varnothing 15\text{mm}$




2. FIXATION

Liaison robuste
Clou - Extracteur



3. EXTRACTION

Facilité



KIT COMPLET

www.orthoriginal.bzh



R T H • R I G I N A L



Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40

Fax : +33 (0)2.23.35.16.35

contact@orthoriginal.bzh

Orthoriginal, 44C Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné, France