




Publications

- 50 cas opérés par 4 chirurgiens expérimentés. (Douglas M J. Arthrop. Vol 13 No. 1 1998)
- Mesures sur radios post opératoires
 - 50% des cas en dehors de la zone de sécurité définie par "Lewinneck"
 - 16% pour l'abduction
 - 68% pour l'anteversion
- Mesures per opératoires avec système de navigation: (DiGioia AM, et al. J. of Arthroplasty 2002; 17(3):359-364.)
 - 78% des cas en dehors de la zone de sécurité définie par "Lewinneck"

Anteversion, Deg



Abduction, Deg.



www.orthoriginal.com



Variables Identifiables

- **Difficulté de positionnement du bassin.**





Figure 6. Definitions of pelvic motion and the pelvic coordinate system using an anterior pelvic plane defined by the anterior superior iliac spines and symphysis pubis.

- **Utilisation d'appuis peu fiables.**



www.orthoriginal.com

Le Hip Fix 2000: la garantie d'un positionnement plus précis