



ORTHO ORIGINAL

Ciseaux gradués

Pour l'ostéotomie tibiale




Ostéotomie tibiale
d'ouverture et de fermeture



Largeur incrémentale de 10 à
25mm



Gradués, avec platine de
frappe



Ciseaux d'ostéotomie tibiale

Épaisseur 3mm


Platine
frappe

de

Extrémité affûtée

Largeur 10mm

REF 0092 01 10




Largeur 15mm

REF 0092 01 15



Largeur 20mm

REF 0092 01 20



Largeur 25mm

REF 0092 01 25



Longueur 240mm


Gradués de 0 à 110mm

Peuvent être empilés

En acier inoxydable

Dispositif médical marqué C

Autres tailles sur demande



Pour toute demande d'information :



Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40 contact@orthoriginal.bzh

Fax : +33 (0)2.23.35.16.35 www.orthoriginal.bzh

ORTHORIGINAL, 44C Rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné, France